

ANEXO CONVOCATORIA

1/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	1 - Solución al 2% o al 10% de 500 ML	
2	Sustancia sólida - calidad analítica	
3	Sustancia sólida - calidad analítica	
4	Sólido - calidad analítica	
5	Sólido - calidad analítica	
6	Sólido - calidad analítica	
7	Sólido - calidad analítica	
9	Crisol de 13ml Aleación de níquel-cromo con tapa de inserción para determinar la materia volátil en carbón y coque. Soporta el calentamiento repetido hasta 1000°C sin cambio apreciable en el peso de tara, pero no se recomienda para procedimientos que requieren resistencia a la corrosión extrema	
10	20x8mm	
11	Cristalizador de vidrio Borosilicato Cristalizador de vidrio Hda Boro 3.3 150x75mm Capacidad 1300 ml	
12	Capsulas de porcelana 100mm capacidad 150ml	
13	Vaso de precipitado 1000 ml graduado vidrio borosilicato 3.3	
14	Sólido - calidad analítica	
15	Rango de temperatura de 0 a un máximo de 350°C, con agitador magnético.	